

# COAGULOMETRO LINEA PRIMELAB

**NX-102, La nuova soluzione POCT per la Veterinaria**



**Test eseguibili:**

PT aPTT Fibrinogeno

**Indispensabile in casi di avvelenamento o intossicazione**

**Screening prechirurgico delle funzioni coagulative endogene ed esogene**

**Monitoraggio della coagulazione intravascolare in caso di trombosi e particolari condizioni cliniche, quali emofilia, Von Willebrand, tumori, infezioni, patologie autoimmuni ed epatiche**

# COAGULOMETRO LINEA PRIMELAB

L'analizzatore fornisce i risultati in modo rapido e semplice, con la minima interazione dell'Operatore. Compatto e portatile, consente l'effettuazione delle analisi nei vari reparti di laboratorio, pronto soccorso, terapia intensiva e visite domiciliari.



## Analisi:

Utilizza solo 20 $\mu$ L di sangue intero venoso citratato, fornendo il risultato in pochi secondi.

## Interfaccia:

Dotato di touch screen a colori da 3,5'' e software veterinario dedicato estremamente intuitivo.



**Funziona con test strips monouso**, nessun rischio di cross-contaminazione

- confezioni da 12 test
- conservabili a temperatura ambiente
- 18 mesi di scadenza dalla produzione
- nessuna manutenzione richiesta
- costo effettivo dell'analisi coagulativa
- nessuna calibrazione richiesta per PT e aPTT
- calibrazione memorizzata su id-card per fibrinogeno



Parametro	Range di linearità
PT	5 ~ 90s
aPTT	10 ~ 100s
Fibrinogeno	1.0 ~ 5.0 g/L

#### Dati tecnici:

- Dimensioni e peso: 22x17,5x13cm; Peso inferiore a 1 kg
- Connessioni Ethernet, LIS e porta per connessione a stampante esterna
- Touch screen a colori da 3,5"
- Batterie interne ricaricabili



*Lo strumento, parte della linea Primelab by Futurlab, può essere collegato al software Primefusion per la creazione di un unico referto di laboratorio.*



**FUTURLAB**  <sup>®</sup>  
TECNOLOGIE PER LA DIAGNOSTICA

**Futurlab s.r.l.** Via L. Pierobon, 63 35010 Limena (PD)  
C.F. e P.I. 03784360285  
Tel. +39.049.88.43.461 Fax +39.049.76.62.235  
info@futurlab.it | www.futurlab.it